

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Has2 Per Wb, Elisa - Q92819

Numero articolo: CM0026165

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'igalurono sintasi 2 umana (HAS2), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla sintasi dell'ialuronano e la biologia della matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HAS2 Rabbit pAb
Note/Alias	HAS2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3037
GeneID	3037
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-186 di HAS2 umana (NP_005319.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q92819
Peso proteico	64 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio