

Anticorpo Policlonale Anti-Has3 Per Wb Ed Elisa - 000219

Numero articolo: CM0026800

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HAS3 umano per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. La ialuronano sintasi 3 è essenziale per la sintesi dell'ialuronano e il rimodellamento della matrice extracellulare. Adatto per studi su adesione cellulare, migrazione e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-HAS3
Note/Alias	HAS3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3038
ID Gene	3038
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-281 di HAS3 umano (NP_619515.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00219
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio