

Anticorpo Policlonale Anti-Has3 Per Wb, If/Icc, Elisa - 000219

Numero articolo: CM0013919

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HAS3 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla sintesi dell'acido ialuronico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HAS3 Rabbit pAb
Note/Alias	HAS3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3038
GeneID	3038
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-281 di HAS3 umano (NP_619515.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00219
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio