

Anti-Haspin Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q8Tf76

Numero articolo: CM0020453



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro HASPIN umano (GSG2). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con umano e topo. Uso per la ricerca su studi del ciclo cellulare e della regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	HASPIN Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GSG2; HASPIN
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83903
GeneID	83903
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 290-470 di HASPIN umano (NP_114171.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8Tf76
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio