

Anticorpo Policlonale Anti-Haus6 Per Wb E Elisa - Q7Z4H7

Numero articolo: CM0031058



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia HAUS6 umana, componente chiave del complesso augmina HAUS. Convalidato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con l'uomo e il topo. Utile per studi su mitosi e centrosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HAUS6 Rabbit pAb
Note / Alias	Dgt6, FAM29A, HAUS6
Specie	Uomo
ID gene	54801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 676-955 di HAUS6 umana (NP_060115.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q7Z4H7
Peso proteico	109 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio