

Anticorpo Policlonale Anti-Hax1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 000165

Numero articolo: CM0024855

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio HAX1 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva la proteina X-1 associata a HCLS1 (32kDa) coinvolta nel rimodellamento dell'actina e nella sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HAX1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SCN3, HS1BP1, HCLSBP1, HAX1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10456
GenelD	10456
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-279 dell'HAX1 umano (NP_006109.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività croccia	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00165
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio