


Anticorpo Monoclonale Con Rabbit Anti-Hb-Egf Per Wb, Elisa - Q99075

Numero articolo: CM0002392



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega all'HB-EGF umano (DTR, HEGFL) per applicazioni Western blot ed ELISA. Validato su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sui fattori di crescita e sul recettore della tossina difterica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HB-EGF Rabbit mAb
Note/Alias	DTR; DTS; DTSF; HEGFL; HB-EGF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1839
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 dell'HB-EGF umano (Q99075)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99075
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio