


Anti-Hb-Egf Rabbit Polyclonal Antibody Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99075

Numero articolo: CM0024627



introduzione

Anti-HB-EGF Rabbit Polyclonal Antibody validata per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira al fattore di crescita simile all'EGF legante l'eparina (proheparin-binding EGF-like growth factor), un ligando chiave dell'EGFR coinvolto nello sviluppo cardiaco e nella proliferazione della muscolatura liscia. Ideale per studi sulla segnalazione dei fattori di crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HB-EGF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DTR, DTS, DTSF, HEGFL, HB-EGF
Specie	Umano
GeneID (umano)	1839
GeneID	1839
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-160 dell'HB-EGF umano (NP_001936.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99075
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio