


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hba2 Per Wb, If-P, Elisa - P69905

Numero articolo: CM0029207



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-HBA2 è validato per WB, IF-P ed ELISA in umano, topo e ratto. Bersaglia la subunità alfa dell'emoglobina per la ricerca sul trasporto dell'ossigeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HBA2 Rabbit pAb
Note/Alias	HBH; ECTY7; HBA-T2; HBA2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3040
GeneID	3040
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P69905
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio