


Anticorpo Policlonale Anti-Hbb Per Wb, Elisa - P68871

Numero articolo: CM0014282



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-HBB validato per WB e ELISA. Svolge il targeting della subunità beta dell'emoglobina (P68871) nell'uomo e nel ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto di ossigeno e sull'anemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HBB Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ECYT6; CD113t-C; beta-globina; HBB
Specie	Umano
GeneID (umano)	3043
GeneID	3043
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 47-147 dell'HBB umano (NP_000509.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P68871
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio