


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hbd (Emoglobina Subunità Delta) Per Wb E Elisa - P02042

Numero articolo: CM0027890



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità delta dell'emoglobina umana (HBD) per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Rileva gli ortologi di topo e ratto. Adatto per la ricerca sul trasporto dell'ossigeno e sull'emoglobina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HBD Rabbit pAb
Note / Alias	HBD
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3045
GeneID	3045
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-147 di HBD umano (NP_000510.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P02042
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio