


Anti-Hb γ 2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - P69892

Numero articolo: CM0029149



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio HBG2 di alta qualità convalidato per Western blot e ELISA, mirato alla subunità gamma-2 dell'emoglobina umana (emoglobina fetale). Ideale per la ricerca sulle emoglobinopatie, sul trasporto di ossigeno e sulla biologia dei globuli rossi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HBG2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TNCY; HBG-T1; HBG2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3048
Gene ID	3048
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'HBG2 umano (NP_000175.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P69892
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio