


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hb γ 1 Per Wb, Elisa - P69891

Numero articolo: CM0017613



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HBG1 umano (catena gamma-1 dell'emoglobina fetale). Adatto per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Utile per lo studio dello sviluppo dell'emoglobina fetale e del trasporto dell'ossigeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HBG1 Rabbit pAb
Note/Alias	HBGA; HBGR; HBG-T2; HSGGL1; PRO2979; HBG1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	3047
ID del gene	3047
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HBG1 umano (NP_000550.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P69891
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante