

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hcar1 Per Wb Ed Elisa - Q9Bxc0

Numero articolo: CM0019737



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a HCAR1 (GPR81), reattivo con umano, topo e ratto. Adatto per applicazioni di Western blotting e ELISA, con un peso proteico previsto di 39 kDa. Ideale per studiare la segnalazione del lattato e la regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HCAR1 Rabbit pAb
Note/Alias	HCA1; GPR81; LACR1; FKSG80; GPR104; TAGPCR; TA-GPCR; HCAR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27198
GeneID	27198
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BXC0
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio