


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hcfc1 Per Wb, Elisa - P51610

Numero articolo: CM0020920



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HCFC1 (fattore 1 dell'ospite cellulare), un coregolatore trascrizionale coinvolto nel controllo del ciclo cellulare. Validato per applicazioni WB ed ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HCFC1 pAb di coniglio
Note/Alias	CFF; HCF; HCF1; HFC1; MRX3; VCAF; HCF-1; MAHCX; XLID3; PPP1R89; HCFC1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3054
GeneID	3054
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di HCFC1 umano (NP_005325.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P51610
Peso della proteina	209 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante