

Anticorpo Monoclonale Anti-Hcg Beta Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P0Dn86

Numero articolo: CM0010649



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per hCG beta umano (CGB), adatto per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica e ELISA. Ideale per la ricerca sulla biologia riproduttiva e la gravidanza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	hCG beta Rabbit mAb
Note/Alias	CGB; HCG; hCGB
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	93659
ID gene	93659
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-165 della CGB5 umana (NP_000728.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P0Dn86
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio