

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hck Per Wb, If/Icc, Elisa - P08631

Numero articolo: CM0022186



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro HCK umano (p59Hck/p61Hck). Convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'immunità innata, la fagocitosi e la segnalazione cellulare. Fornito da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	HCK Rabbit pAb
Note/Alias	JTK9, AIPCV, p59Hck, p61Hck, HCK
Specie	Umana
GeneID (umano)	3055
GeneID	3055
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di HCK umano (NP_001165600.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08631
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio