

Anticorpo Policlonale Anti-Hcls1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14317

Numero articolo: CM0024423

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro HCLS1 umano (HS1, p75), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con il topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del recettore degli antigeni e sulla linea ematopoietica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HCLS1 Rabbit pAb
Note/Alias	HS1; p75; CTTNL; IckBP1; HCLS1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3059
Gene ID	3059
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 di HCLS1 umano (NP_005326.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P14317
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio