


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hcn1 Per Wb, Elisa - O60741

Numero articolo: CM0022350



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HCN1 (BCNG-1) per Western blot ed ELISA. Validato in organismi umani, di topo e di ratto. Esplora il suo ruolo nelle correnti neuronali attivate dall'iperpolarizzazione e nell'attività pacemaker.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HCN1 Rabbit pAb
Note/Alias	BCNG1, DEE24, HAC-2, BCNG-1, EIEE24, GEFSP10, HCN1
Specie	Umano
GeneID (umano)	348980
GeneID	348980
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 791-890 di HCN1 umano (NP_066550.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O60741
Peso della proteina	99 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante