

Anticorpo Monoclonale Anti-Hcov-229E Spike S1 Per Wb, Elisa - P15423

Numero articolo: CM0007683



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la glicoproteina Spike S1 di HCoV-229E, che riconosce specificamente il dominio di legame al recettore. Validato per Western blot ed ELISA, adatto alla ricerca virologica e allo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro Spike S1 di HCoV-229E
ID del gene	918758
Immunogeno	Proteina ricombinante della Spike S1 di HCoV-229E umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	HCoV-229E
SWISS	P15423
Peso della proteina	129 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta