

Anticorpo Policlonale Anti-Hcov-229E Spike S1 Per Wb, Elisa - P15423

Numero articolo: CM0020393



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HCoV-229E Spike S1, validato per WB e ELISA. Riconosce un peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 1074-1173. Adatto per lo studio dei meccanismi di attacco e ingresso del coronavirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HCoV-229E Spike S1 Rabbit pAb
GeneID	918758
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1074-1173 della Spike S1 del coronavirus (NP_073551.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	HCoV-229E
SWISS	P15423
Peso proteico	129 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio