

Anticorpo Policlonale Anti-Hcov-229E Spike S2 Per Wb, Elisa - P15423

Numero articolo: CM0018894



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la subunità S2 della glicoproteina spike di HCoV-229E. Validato per Western blot ed ELISA, con specifica cross-reattività contro HCoV-229E. Ideale per la ricerca sui coronavirus e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di coniglio anti-HCoV-229E Spike S2
GeneID	918758
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1074-1173 della Spike S2 del coronavirus (NP_073551.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-Reattività	HCoV-229E
SWISS	P15423
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Sacca refrigerante