

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hcov-229E Spike S2 Per Wb E Elisa - P15423

Numero articolo: CM0007334



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio mirato alla subunità S2 della glicoproteina spike HCoV-229E, convalidato per Western blot e ELISA. Adatto per la ricerca sull'ingresso e sulla fusione dei coronavirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HCoV-229E Spike S2 mAb coniglio
ID Gene	918758
Immunogeno	Proteina ricombinante di HCoV-229E Spike S2 umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	HCoV-229E
SWISS	P15423
Peso proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio