

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nucleoproteina Hcov-Hku1 Per Wb, Elisa - Q5Mqc6

Numero articolo: CM0023820



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla nucleoproteina HCoV-HKU1 (proteina N), adatto per WB ed ELISA. Ideale per lo studio della replicazione e dell'assemblaggio del coronavirus e per lo sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HCoV-HKU1 Nucleoprotein Rabbit pAb
Specie	HCoV-HKU1
GeneID	3200423
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 della nucleoproteina del coronavirus (YP_173242.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQC6
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio