


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hcov-Hku1 Spike S2 Per Wb, Elisa - Q5Mqd0

Numero articolo: CM0021582



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla subunità Spike S2 di HCoV-HKU1. Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo rileva la proteina di fusione virale per lo sviluppo di saggi diagnostici e la ricerca sui meccanismi di ingresso del coronavirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HCoV-HKU1 Spike S2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	E2, Proteina peplomerica
GeneID	3200426
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 800-900 della proteina Spike S2 del coronavirus (YP_173238.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
Peso proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio