


## Anticorpo Policlonale Anti-Hcov-NL63 Spike S2 Per Wb, Elisa - Q6Q1S2

Numero articolo: CM0020477



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina Spike S2 di HCoV-NL63 (glicoproteina Spike, E2). Adatto per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce la Spike di HCoV-NL63. Per la ricerca sui coronavirus e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb di coniglio anti-HCoV-NL63 Spike S2                                                                                             |
| ID del gene         | 2943499                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1200-1300 della Spike S2 del coronavirus (YP_003767.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reattività crociata | HCoV-NL63                                                                                                                           |
| SWISS               | Q6Q1S2                                                                                                                              |
| Peso della proteina | 150 kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                  |