

Anticorpo Policlonale Anti-Nucleoproteina Hcov-OC43 Per Wb, Elisa - P33469

Numero articolo: CM0020571



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting la Nucleoproteina HCoV-OC43 (proteina N) per WB ed ELISA. Cross-reacts con HCoV-OC43; immunogeno derivato dagli amminoacidi 100-200. Adatto per studi sul nucleocapside del coronavirus e sull'assemblaggio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Nucleoproteina HCoV-OC43 pAb coniglio
Gene ID	39105221
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 della Nucleoproteina del coronavirus (YP_009555245.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	HCoV-OC43
SWISS	P33469
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio