

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hcrt Per Wb, Elisa - 043612

Numero articolo: CM0027092



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro HCRT umano (precursore dell'orexina), adatto per Western blot e ELISA. Validato su specie umana, murina e ratto. Ideale per lo studio della regolazione sonno-veglia e del metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HCRT Coniglio pAb
Note/Alias	OX; PPOX; NRCLP1; HCRT
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3060
Gene ID	3060
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 34-66 dell'HCRT umano (NP_001515.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O43612
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio