


Anticorpo Policlonale Anti-Hcrtr2 Per Wb, Elisa - 043614

Numero articolo: CM0028266



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting il recettore dell'orexina di tipo 2 umano (HCRTR2). Validato per Western blot e ELISA, presenta reattività crociata con esseri umani e topo. Adatto per lo studio della regolazione sonno-veglia e dell'omeostasi glucidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	HCRTR2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	OX2R; OXR2; ORXR2; HCRTR2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3062
GeneID	3062
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-444 di HCRTR2 umano (NP_001517.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O43614
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Ghiaccio secco / borsa termica