

Anticorpo Policlonale Anti-Hd1 Per Wb E Elisa - Q9Fdx8

Numero articolo: CM0020410



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-Hd1 validato per applicazioni Western blot e ELISA in Oryza sativa. Rileva la proteina a dito di zinco HD1, un fattore di trascrizione che regola la fioritura. Adatto per la ricerca di biologia dello sviluppo vegetale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Hd1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Hd1; SE1; OsHd1; Hd1
Specie	Oryza sativa
ID Gene	4340746
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 di Oryza sativa Hd1 (Q9FDX8)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q9FDX8
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio