

Anticorpo Policlonale Anti-Hdac1 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13547

Numero articolo: CM0013561



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KD che bersaglia HDAC1. Adatto per WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Uno strumento affidabile per studi di epigenetica e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] HDAC1 Rabbit pAb
Note / Alias	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3065
GeneID	3065
Immunogeno	Peptide sintetico Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 393-482 di HDAC1 umano (NP_004955.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13547
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio