

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hdac1 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13547

Numero articolo: CM0002414



introduzione

Anti-HDAC1 Rabbit mAb (55 kDa) validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con HDAC1 di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio del rimodellamento della cromatina, la regolazione della trascrizione e le vie epigenetiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDAC1 Rabbit mAb
Note/Alias	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
Specie	Uomo
ID gene	3065
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 di HDAC1 umano (Q13547)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13547
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio