

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hdac11 Per Wb, Elisa - Q96Db2

Numero articolo: CM0004123

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'HDAC11 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Strumento essenziale per la ricerca epigenetica, il rimodellamento della cromatina e gli studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	HDAC11 Rabbit mAb
Note/Alias	HD11
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	79885
ID gene	79885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-347 dell'HDAC11 umano (NP_079103.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96DB2
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio