

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hdac11 Per Wb, Elisa - Q96Db2

Numero articolo: CM0024959

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'HDAC11 umano (SWISS: Q96DB2) convalidato per WB e ELISA. Ideale per la ricerca epigenetica sulla deacetilazione degli istoni e la repressione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDAC11 Rabbit pAb
Note/Alias	HD11; HDAC11
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79885
GeneID	79885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-347 dell'HDAC11 umano (NP_079103.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96DB2
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio