


Anticorpo Monoclonale Anti-Hdac2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q92769

Numero articolo: CM0006601



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro HDAC2 umano (istone deacetilasi 2). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA e ChIP. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HDAC2 Rabbit mAb
Note/Alias	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
Specie	Umano
ID Gene	3066
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 389-488 di HDAC2 umano (Q92769).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92769
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio