


Anticorpo Policlonale Anti-Hdac3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15379

Numero articolo: CM0013913



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per HDAC3, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce HDAC3 di origine umana, murine e ratto. Ideale per ricerche sulla biologia della cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDAC3 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8841
ID gene	8841
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 329-428 dell'HDAC3 umano (NP_003874.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15379
Peso proteico	49 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio