


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hdac3 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15379

Numero articolo: CM0009519



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HDAC3 di alta qualità validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA con reattività su umano, topo, ratto e scimmia. Ideale per studi di epigenetica, biologia della cromatina e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HDAC3 Rabbit mAb
Note/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8841
GeneID	8841
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 299-428 di HDAC3 umano (NP_003874.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	O15379
Peso proteico	49 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio