


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hdac3 Per Wb, Ip, Elisa - O15379

Numero articolo: CM0003576



introduzione

Anticorpo monoclonale HDAC3 di coniglio validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. L'istone deacetilasi 3 (HDAC3) da 49 kDa è essenziale per il rimodellamento della cromatina e il silenziamento genico. Adatto per la ricerca sulla regolazione epigenetica e trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] HDAC3 Rabbit mAb
Note/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8841
GeneID	8841
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 329-428 di HDAC3 umano (NP_003874.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15379
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio