


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hdac3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15379

Numero articolo: CM0022752



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting HDAC3 umano (istone deacetilasi 3), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Adatto per la ricerca epigenetica e sulla regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HDAC3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8841
Gene ID	8841
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 299-428 dell'HDAC3 umano (NP_003874.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15379
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio