

Anticorpo Policlonale Anti-Hdac4 Per Wb, Elisa - P56524

Numero articolo: CM0012815



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'HDAC4 umano, prodotto con un peptide sintetico. Validato per WB e ELISA, questo anticorpo rileva l'istone deacetilasi 4 da 119 kDa, un regolatore epigenetico chiave.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HDAC4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	9759
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 530-630 dell'HDAC4 umano (NP_006028.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P56524
Peso Proteico	119 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio