

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hdac5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

Numero articolo: CM0015733



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-HDAC5 è validato per applicazioni di WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva HDAC5 in campioni umani, di topo e di ratto, rendendolo adatto per la ricerca sulla regolazione della cromatina e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-HDAC5
Note/Alias	HD5; NY-CO-9; HDAC5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10014
ID Gene	10014
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 di HDAC5 umano (NP_005465.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQL6
Peso Proteico	122kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio