

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hdac6 (Hd6, Sfc6, Hdac5, Mhda2) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Z2V5

Numero articolo: CM0012477

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio HDAC6 di alta qualità validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA in topo e ratto. Mira alla regione C-terminale (aa 836-1037) di HDAC6 di topo, una deacetilasi chiave nella dinamica dei microtubuli e nella degradazione delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HDAC6 Rabbit mAb
Note/Alias	Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	10013
GeneID	15185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 836-1037 di Hdac6 di topo (Q9Z2V5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Z2V5
Peso Proteico	126 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio