


Anticorpo Monoclonale Anti-Hdac6 Per Wb, Elisa - Q9Ubn7

Numero articolo: CM0007478



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-HDAC6 validato per WB e ELISA. Riconosce l'HDAC6 umana (~131 kDa), una deacetilasi citoplasmatica che regola l'autofagia, la formazione dell'aggesoma e la dinamica dei microtubuli. Ideale per la ricerca sul cancro e le neurodegenerazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDAC6 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10013
Gene ID	10013
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 600-700 dell'HDAC6 umana (NP_006035.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UBN7
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio