


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hdac6 - Q9Ubn7

Numero articolo: CM0016026



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'HDAC6 umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della deacetilazione della tubulina, dell'autofagia e della formazione di aggressomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDAC6 Rabbit pAb
Note / Alias	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10013
ID gene	10013
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 836-1104 di HDAC6 umana (NP_006035.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBN7
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio