

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hdac7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wui4

Numero articolo: CM0025746



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HDAC7 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sull'epigenetica e la regolazione trascrizionale. - Q8WUI4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HDAC7 Rabbit pAb
Note/Alias	HD7; HD7A; HDAC7A; HDAC7
Specie	Umano
ID Gene	51564
Immunogeno	Peptide sintetico, Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 di HDAC7 umano (XP_011536783.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WUI4
Peso Proteico	103kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio