


Anticorpo Policlonale Anti-Hdac8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9By41

Numero articolo: CM0029006



introduzione

CamelBio fornisce Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-HDAC8 (Q9BY41) di alta qualità, validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Mira a un'istone deacetilasi di 42kDa coinvolta nella regolazione epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] HDAC8 Rabbit pAb
Note/Alias	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55869
ID Gene	55869
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-377 di HDAC8 umano (NP_060956.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BY41
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio