


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hdac9 Per Wb - Q9Ukv0

Numero articolo: CM0014986



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-HDAC9 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. HDAC9 deacetila gli istoni per la repressione epigenetica; 111 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HDAC9 Rabbit pAb
Note/Alias	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9734
ID Gene	9734
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HDAC9 umano (NP_478056.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKV0
Peso Proteico	111kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio