

Anticorpo Policlonale Anti-Hdc Per Wb, Elisa - P19113

Numero articolo: CM0023170



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto all'istidina decarbossilasi umana (HDC, ID genico: 3067). Convalidato per WB e ELISA; presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Per la ricerca sulla biosintesi dell'istamina. UniProt: P19113.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDC Rabbit pAb
Note/Alias	HDC; istidina decarbossilasi
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3067
GeneID	3067
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-249 dell'HDC umano (NP_002103.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P19113
Peso molecolare proteico	70 kDa/74 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio