

Anticorpo Policlonale Anti-Hdc Di Coniglio Per Wb, Elisa - P19113

Numero articolo: CM0029122



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'istidina decarbossilasi (HDC), validato per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Ideale per lo studio della biosintesi dell'istamina e del metabolismo delle catecolamine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HDC Rabbit pAb
Note/Alias	HDC
Specie	Umano
Gene ID	3067 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 453-662 dell'HDC umano (NP_002103.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P19113
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio