


Anticorpo Monoclonale Anti-Hdgf Per Wb, If-P, Elisa - P51858

Numero articolo: CM0002958



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HDGF per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Convalidato in uomo, topo e ratto. Riconosce il fattore di crescita derivato da epatoma (HMG1L2), un repressore trascrizionale con attività mitogenica e di legame all'eparina, adatto per la ricerca sul cancro e sui fattori di crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDGF Rabbit mAb
Note/Alias	HMG1L2; HDGF
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3068
GeneID	3068
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 dell'HDGF umano (P51858).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51858
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio